Фотографические изображения
медицинского изделия

Стерилизатор паровой малый, в вариантах исполнения


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГЛАВСТОМПОСТ»
_____ Акопян С.Ш.
«06» февраля 2025 г

Производства:
Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd., Китай.


I.Стерилизатор паровой малый, вариант исполнения: EGO-17B, в составе.
1.Стерилизатор паровой малый EGO-17B.




1.Стерилизатор паровой малый EGO-17B. Маркировка.



2.Ручка для лотков.




3.Принтер встроенный.




4.Дисплей.



5.Лоток.




6.Стойка для лотков.




7.Шланг сливной с быстроразъемным соединителем.



8.Трубка дренажная полиэтиленовая (1,5 м).




9.Ключ шестигранный (4 мм).



10.Сетка-фильтр пластиковая.




11.Сетка-фильтр металлическая.




12.USB-накопитель.




13.Клапан автоматической подачи воды.




14.Инструкция по эксплуатации.




II.Стерилизатор паровой малый, вариант исполнения: EGO-23B, в составе.
1.Стерилизатор паровой малый EGO-23B.




1.Стерилизатор паровой малый EGO-23B. Маркировка.



2.Ручка для лотков.




3.Принтер встроенный.




4.Дисплей.



5.Лоток.




6.Стойка для лотков.




7.Шланг сливной с быстроразъемным соединителем.




8.Трубка дренажная полиэтиленовая (1,5 м).




9.Ключ шестигранный (4 мм).



10.Сетка-фильтр пластиковая.




11.Сетка-фильтр металлическая.




12.USB-накопитель.



13.Клапан автоматической подачи воды.




14.Инструкция по эксплуатации.




III.Стерилизатор паровой малый, вариант исполнения: EGO-17B+, в составе.
1.Стерилизатор паровой малый EGO-17B+.



1.Стерилизатор паровой малый EGO-17B+. Маркировка.



2.Ручка для лотков.




3.Принтер встроенный.




4.Дисплей.



5.Лоток.




6.Стойка для лотков.




7.Шланг сливной с быстроразъемным соединителем.




8.Трубка дренажная полиэтиленовая (1,5 м).




9.Ключ шестигранный (4 мм).




10.Ключ шестигранный (5 мм).



11.Сетка-фильтр пластиковая.




12.Сетка-фильтр металлическая.




13.USB-накопитель.



14.Клапан автоматической подачи воды.



15.Инструкция по эксплуатации.



SIGER


Инструкция по эксплуатации

Стерилизатор паровой малый, вариант исполнения:
EGO-17B, EGO-23B, EGO-17B+, EGO-23B+


IV.Стерилизатор паровой малый, вариант исполнения: EGO-23B+, в составе.
1.Стерилизатор паровой малый EGO-23B+.




1.Стерилизатор паровой малый EGO-23B+. Маркировка.



2.Ручка для лотков.




3.Принтер встроенный.




4.Дисплей.



5.Лоток.




6.Стойка для лотков.




7.Шланг сливной с быстроразъемным соединителем.




8.Трубка дренажная полиэтиленовая (1,5 м).




9.Ключ шестигранный (4 мм).




10.Ключ шестигранный (5 мм).



11.Сетка-фильтр пластиковая.




12.Сетка-фильтр металлическая.




13.USB-накопитель.



14.Клапан автоматической подачи воды.



15.Инструкция по эксплуатации.



SIGER


Инструкция по эксплуатации

Стерилизатор паровой малый, вариант исполнения:
EGO-17B, EGO-23B, EGO-17B+, EGO-23B+


V.Стерилизатор паровой малый, вариант исполнения: AMI-17B, в составе.
1.Стерилизатор паровой малый AMI-17B.




1.Стерилизатор паровой малый AMI-17B. Маркировка.




2.Ручка для лотков.



3.Принтер встроенный.




4.Лоток.




6.Шланг сливной с быстроразъемным соединителем.




7.Трубка дренажная полиэтиленовая (1,5 м).




8.Ключ шестигранный (4 мм).



9.Сетка-фильтр пластиковая.




10.Сетка-фильтр металлическая.




11.USB-накопитель.




12.Клапан автоматической подачи воды.



5.Стойка для лотков.




I.Стерилизатор паровой малый, вариант исполнения: EGO-17B, в составе.
13.Инструкция по эксплуатации.




VI.Стерилизатор паровой малый, вариант исполнения: AMI-23B, в составе.
1.Стерилизатор паровой малый AMI-23B.




1.Стерилизатор паровой малый AMI-23B. Макет маркировки.




2.Ручка для лотков.




3.Принтер встроенный.



4.Лоток.




5.Стойка для лотков.




6.Шланг сливной с быстроразъемным соединителем.




7.Трубка дренажная полиэтиленовая (1,5 м).




8.Ключ шестигранный (4 мм).



9.Сетка-фильтр пластиковая.




VI.Стерилизатор паровой малый, вариант исполнения: AMI-23B, в составе.
10.Сетка-фильтр металлическая.




11.USB-накопитель.



12.Клапан автоматической подачи воды.



13.Инструкция по эксплуатации.




Стерилизатор паровой малый, в вариантах исполнения. Транспортная упаковка.



Принадлежность. Устройство очистки воды «EGO-FILLER 2» в составе.
1. Устройство очистки воды «EGO-FILLER 2»




1. Устройство очистки воды «EGO-FILLER 2». Маркировка.




- Адаптер питания.




- Тройник для подачи воды с клапаном и уплотнительным кольцом.



- Трубка спиральная.




- Штуцер-противовес.



- Держатель для штуцера.




- Трубка полиэтиленовая (5 м).



- Комплект установленных картриджей.



- Инструкция по эксплуатации.



Устройство очистки воды «EGO-FILLER 2» в составе. Транспортная упаковка.



Принадлежность. Комплект из четырех сменных картриджей.



Стерилизатор паровой малый, в вариантах исполнения

Принадлежность: Устройство очистки воды «EGO-FILLER 2»

Источник воды: водопроводная вода

Серийный номер (SN): см. на оригинальной маркировке

Дата производства: см. на оригинальной маркировке

Номинальный объем очищенной воды: 100 галлон

Расход очищенной воды: 15 л/ч

Номинальный общий поток воды:4000л

Рабочая температура воды: 5-38 °С

Рабочее давление воды: 01-0.4 МПа

Выходное напряжение: 24 В

Номинальная мощность: 28 Вт

Класс защиты от поражения электрическим током: Класс 3

Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd., China

Building 2, No.1 Chuangxin Yi Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

РУ №_____

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВСТОМПОСТ» (ООО «ГЛАВСТОМПОСТ»)

Россия, 140402, Московская область, г.о. Коломна, г Коломна, Пр-кт Окский, д. 58, помещ. 35

Стерилизатор паровой малый, в вариантах исполнения. Макет русскоязычной маркировки.

Стерилизатор паровой малый, в вариантах исполнения

Вариант исполнения: _____

Серийный номер (SN): см. на оригинальной маркировке
Дата производства: см. на оригинальной маркировке
Объем: __ л
Режим работы: Продолжительный

Рабочее давление: 250 кПа (2,5 бар)
Питание: переменный ток 230В
Частота: 50/60 Гц
Энергопотребление: 16А

Расшифровка графических символов: см. инструкцию по эксплуатации.

Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd., China
Building 2, No.1 Chuangxin Yi Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China
РУ №_____
Уполномоченный представитель производителя:
Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВСТОМПОСТ» (ООО «ГЛАВСТОМПОСТ»)
Россия, 140402, Московская область, г.о. Коломна, г Коломна, Пр-кт Окский, д. 58, помещ. 35

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
Печатью 106 (сто шесть—)
Листа(ов).
Генеральный директор ООО «Главстомпост»

_____ / Акопян С.Ш.

«14» февраля 2025 г.

